

Нива за проследяване на пациента при рентгенови интервенционални процедури

Ако при рентгенова диагностична или интервенционална процедура който и да е от следните параметри превиши указаните в таблицата стойности, пациентът трябва да се проследява в срок до три месеца за евентуални радиационно-индуцирани кожни ефекти:

Време на скопия	>60 минути
Произведение керма-площ (DAP)	>500 Gy.cm ² = =50 000 cGy.cm ² = =50 000 μGy.m ² = 500 000 mGy.cm ²
Въздушна керма в референтната точка (кумулятивна доза), показвана на дисплея	> 3 Gy = 3 000 mGy
Брой записани серии образи	> 20
Няколко интервенционални процедури на един и същ пациент, проведени в рамките на два месеца	
Бременност, установена след процедурата	