



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на здравеопазването

Изх. № 26-ВзД, Q.11 2018 год.

**ДО  
ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ**

**ОТНОСНО:** Искане за разяснение на основание чл.33 от ЗОП по обществена поръчка с предмет: „Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, включваща 227 обособени позиции

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило запитване по горепосочената обществена поръчка, правим следните разяснения:

- За поз. №177 - Връхчета, обем 0.5 – 10 мкл. е записано „градуирани, с остър връх, термоустойчиви при темп. до 121°C, Metal free, съвместими с пипети тип Eppendorf и тип Biohit, 1000бр./ опаковка“

**Въпрос №1:**

Моля Ви, да посочите за какви обеми следва да бъдат градуирани и каква трябва да бъде общата дължина на връхчето?

**Отговор на въпрос №1:**

Възложителят няма изискване на какви обеми следва да бъдат градуирани връхчетата от обособена позиция №177. Обща дължина на връхчето минимум 45 мм.

**Въпрос №2:**

Моля за разяснение какво означават термините „с остър връх“ и „Metal free“?

**Отговор на въпрос №2:**

Терминът е общо приет - Metal free означава съдържанието на метал да бъде в допустими ниски граници – тестват се за алуминий, кадмий, хром, мед, живак, манган, никел, олово, цинк – съгласно ISO 8655

Остър връх (long shape) означава че връхчето е с минимален диаметър на долния отвор и плавно намаляващ диаметър по цялата дължина, без коничен край на връхчето.

**Въпрос №3:**

Колко време трябва да са термоустойчиви връхчетата при темп. 121°C и как се стерилизират в опаковката или отделно?

**Отговор на въпрос №3:**

Стерилизират се връхчетата наредени в кутии по 96 бр. при 121 градуса за 15 мин. Не се предполага да се автоклавира цялата опаковка.

-За поз. № 178 - Връхчета за обем от 2 до 100/200  $\mu$ l, в кутии по 96 броя, за многоканална пипета Biohit m100.

**Въпрос №4:**

Моля Ви, да разясните какво точно означава записаното „до 100/200  $\mu$ l“. Градуиране на 100 и 200 мкл. или нещо друго?

**Отговор на въпрос №4:**

Няма изискване връхчетата да са градуирани. Цифрите 100/200 означават, че максималните обеми, които трябва да побира връхчето могат да са до 100 и до 200 микролитра.

**Въпрос №5:**

Какъв е обхвата на дозираните обеми с посочената пипета „Biohit m100“?

**Отговор на въпрос №5:**

Обхвата на дозираните обеми с пипета „Biohit m100“ е от 10 до 100 микролитра.

  
**КИРИЛ АНАНИЕВ**  
Министър на здравеопазването

